

Die Bauchliege

Stehen. Fahren. Liegen.



Anpassbogen



Händlerdaten	Benutzerdaten	Maße
Firma : _____ Ansprechpartner: _____ Straße : _____ PLZ/Ort : _____ Telefon : _____ Telefax : _____ KD-Nummer : _____ Auftragsnr : _____ AD-Berater : _____ E-Mail: _____ Datum: _____ Kostenvoranschlag <input type="checkbox"/> Bestellung <input type="checkbox"/> Sonderbauanlage <input type="checkbox"/>	Name : _____ Vorname : _____ Straße: _____ PLZ/Ort : _____ Telefon : _____ E-Mail : _____ Kommission : _____ Kostenträger : _____ Erwachsener <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/>	Körpergröße : _____ Gewicht : _____

Die Bauchliege			
manuell Stehen bis ca. 40°	3.322,00 €	60.001.00.000	<input type="checkbox"/>
elektrisch Stehen bis ca. 80°	5.440,00 €	60.002.00.000	<input type="checkbox"/>

manuelles Fahren in Bauchlage

2 gepolsterte Haltegurte

2 Trommelbremsen mit Feststellhebel

3 Einlegepolster zur Höhenanspannung

inkl. winkelverstellbarem Fußbrett

**Haben Sie Sonderwünsche?
Bitte fragen Sie uns.**

* Ausstattungsabhängig

Rahmenfarbe		Aufpreis	
Ozean - Blau		wahlweise	60.106.00.007 <input type="checkbox"/>
Licht - Grau		wahlweise	60.106.00.008 <input type="checkbox"/>
Wunschfarbe		200,00 €	<input type="checkbox"/>
Liegefläche		Aufpreis	
Polsterfarbe: Schwarz		wahlweise	60.106.00.005 <input type="checkbox"/>
Polsterfarbe: Beige		wahlweise	60.106.00.006 <input type="checkbox"/>
Wunschfarbe		Auf Anfrage	<input type="checkbox"/>
Sonderbau		Aufpreis	
Sonderanfertigung:		Auf Anfrage	60.999.00.000 <input type="checkbox"/>

Technische Daten	
Gasfeder	300N
Motor	24V DC
Ladegerät	DL 24V / 0,8A
Batterien	wartungsfrei Typ WF 10-6
Räder vorn	R620 / 35-LA-GF-B
Räder hinten	R140 / 40-1-V
max. Patientengewicht	120kg (Standardausführung)
max. Breite	68cm