




Der Proton Basic

Wendig. Modular. Robust



Anpassbogen

Proton B



Händlerdaten	Benutzerdaten	Maße
Firma : _____	Name : _____	Körpergröße : _____
Ansprechpartner: _____	Vorname : _____	Gewicht : _____
Straße : _____	Straße: _____	Bitte Sitzmaße eintragen
PLZ/Ort : _____	PLZ/Ort : _____	Ab: Soll:
Telefon : _____	Telefon : _____	(1) Sitzbreite : 30 _____ cm
Telefax : _____	E-Mail : _____	(2) Sitztiefe : 30 _____ cm
KD-Nummer : _____	Kommission : _____	(3) Rückenhöhe : 30 _____ cm
Auftragsnr : _____	Kostenträger : _____	(4) Rückenbreite : 30 _____ cm
AD-Berater : _____	Erwachsener <input type="checkbox"/>	(5) Unterschenkellänge : 26 _____ cm
E-Mail: _____	Jugendlicher <input type="checkbox"/>	(6) Armlehnenhöhe : 15 _____ cm
Datum: _____	Kind <input type="checkbox"/>	(Oberkante Sitzhöhe)
Kostenvoranschlag <input type="checkbox"/>		
Bestellung <input type="checkbox"/>		
Sonderbauanlage <input type="checkbox"/>		

Proton Basic	6.950,00 €	65.100.00.000	<input type="checkbox"/>
---------------------	------------	----------------------	--------------------------

Elektrorollstuhl

Patientengewicht : bis 200kg*

6 km/h Elektrorollstuhl mit programmierbarer Mikroprozessorsteuerung

Bedieneinheit mit 4-Quadranten-Steuerknüppel und Bedienfeld mit leichtgängigen Folientasten. Wahlweise Bediengerät Europa (gerade) oder Dolphin (gewinkelt); (550 Color)

Beleuchtungsanlage nach StVZO, komplett mit Licht, Blinker, Warnblinkanlage und akustischem Signal

ABS-Kunststoffkarosserie geteilt, leicht abnehmbar, inkl. Spritzschutz und Stoßstange hinten

zwei 12 V Naßzellenbatterien à 60Ah/(5h) bzw. 80Ah/(20h)

automatisches Bremssystem; Antikipprollen hinten

Fußstützen von außen geführt : abklapp-, abschwenk-, abnehmbar; winkelverstellbar, höheneinstellbar

inkl. Zubehör-Korb hinter dem Sitz montiert, abnehmbar (nur bei Standardsitz)

inkl. Gurthalteösen (zur Befestigung beim Transport im Auto)

Armlehnen in der Höhe verstellbar, abnehmbar

manuelle Kantelstellung einstellbar: stufenlos bis 35° aufstellbar

Haben Sie Sonderwünsche?

Bitte fragen Sie uns.

* Ausstattungsabhängig

Sitzsystem STANDARD / Optionale Ausstattung und Sonderbau		Aufpreis	
Sitzeinheit „Standard“		1.085,00 €	65.000.00.007 <input type="checkbox"/>
• verrutschsicheres Sitzkissen mit 4 cm Sandwichschaum, abnehmbar,			
• Rückenlehnen-Stahlrohrrahmen mit gepolsterter Rückenlehne			
• Rückenlehne einstellbar über 6-fach Lochraster, mit erreichbaren Rückenwinkel von 30 °			
• Sitztiefeinstellung von 38 cm bis 50 cm			
• Sitzbreite über Einstellung der Armlehnen von 36 cm - 50 cm verstellbar			
• Die Fußstützen sind abnehm- und auf Unterschenkelhöhe einstellbar			
• Die Fußplatten sind hoch-/ wegklappbar			
Rückenkissen anpaßbar nach Kundenmaß	342,00 €	65.999.09.027	<input type="checkbox"/>
Standard-Sitz mit elektrisch verstellbarer Rückenlehne (um 45°)	1.748,00 €	65.109.00.100	<input type="checkbox"/>
Sitz und Rücken verbreitert	866,00 €	65.109.00.907	<input type="checkbox"/>
Sitz und Rücken verschmälert	866,00 €	65.109.00.908	<input type="checkbox"/>
Sitzschalenadapter - Aufnahme nach Kundenwunsch	Auf Anfrage	65.109.00.902	<input type="checkbox"/>
Kopfstütze mit Kugelkopfhalter gekröpft für alle Sitzsysteme	565,00 €	65.999.09.009	<input type="checkbox"/>
Abduktionskeil	306,00 €	65.999.09.013	<input type="checkbox"/>
Oberschenkelpelotten für Standard-Sitz, in Höhe u. Weite einstellbar	586,00 €	65.999.09.154	<input type="checkbox"/>
Kontur - Sitz		Aufpreis	
„Kontur“-Sitz NEU! Größe 1 = Rückenhöhe 40-50cm verstellbar	1.311,00 €	65.109.00.208	<input type="checkbox"/>
„Kontur“-Sitz NEU! Größe 2 = Rückenhöhe 50-60cm verstellbar	1.311,00 €	65.109.00.209	<input type="checkbox"/>
inkl.mechanischer Rückenverstellung 90-120°,			
inkl. anatomischen Rücklängenausgleich, inkl. Becken- und Oberschenkelausformung,			
inkl. Rückenlehne mit anatomischer Rückenführung und lateraler Unterstützung,			
Maße: Sitzbreite: 38-50 cm Sitztiefe: 45-50 cm			
„Kontur“-Sitz NEU! Größe 1 = Rückenhöhe 40-50cm verstellbar	1.888,00 €	65.109.00.218	<input type="checkbox"/>
„Kontur“-Sitz NEU! Größe 2 = Rückenhöhe 50-60cm verstellbar	1.888,00 €	65.109.00.219	<input type="checkbox"/>
inkl. elektrischer Rückenverstellung 90-160°,			
inkl. anatomischen Rücklängenausgleich, inkl. Becken- und Oberschenkelausformung,			
inkl. Rückenlehne mit anatomischer Rückenführung und lateraler Unterstützung,			
Maße: Sitzbreite: 38-50 cm Sitztiefe: 45-50 cm			
MultiKontur - Sitz		Aufpreis	
„MultiKontur“-Sitz (Erw.)	3.710,00 €	65.109.00.199	<input type="checkbox"/>
inkl. elektrischer Rückenverstellung 90-120°			
inkl. Kopfstütze RECARO, Toraxpelotten, Oberschenkelpelotten, Armlehnen aus der Rückenlehne			
Maße: Sitzbreite: 36-50cm Sitztiefe: 38-48cm, (alle Pelotten stufenlos einstellbar, bzw. anpassbar)			
„MultiKontur“-Sitz (Kind)	3.710,00 €	65.109.00.199	<input type="checkbox"/>
inkl. elektrischer Rückenverstellung 90-120°			
inkl. Kopfstütze RECARO, Toraxpelotten, Oberschenkelpelotten, Armlehnen aus der Rückenlehne			
Maße: Sitzbreite: 30-38cm Sitztiefe: 30-38cm, (alle Pelotten stufenlos einstellbar, bzw. anpassbar)			
Sitzsystem RECARO N-Joy		Aufpreis	
Recaro N-Joy, Stoff schwarz, inkl. Kopfstütze			
mit manuell verstellbarer Rückenlehne bis 90° (stufenlos)	1.641,00 €	65.109.00.101	<input type="checkbox"/>
mit elektrisch verstellbarer Rückenlehne bis 90° (stufenlos)	2.083,00 €	65.109.00.126	<input type="checkbox"/>
RECARO Modular System		Aufpreis	
Rückenlehne LT (ausgeprägte Seitenwangen)			
mit manuell verstellbarer Rückenlehne bis 90° (stufenlos)	958,00 €	65.109.00.104	<input type="checkbox"/>
mit elektrisch verstellbarer Rückenlehne bis 90° (stufenlos)	1.407,00 €	65.109.00.105	<input type="checkbox"/>
Rückenlehne LX			
mit manuell verstellbarer Rückenlehne bis 90° (stufenlos)	857,00 €	65.109.00.102	<input type="checkbox"/>
mit elektrisch verstellbarer Rückenlehne bis 90° (stufenlos)	1.375,00 €	65.109.00.103	<input type="checkbox"/>
Sitzfläche F	895,00 €	65.109.00.106	<input type="checkbox"/>
Sitzfläche X	1.151,00 €	65.109.00.107	<input type="checkbox"/>
Sitzfläche W	1.151,00 €	65.109.00.108	<input type="checkbox"/>
Kopfstütze für Recaro Modular System	196,00 €	65.109.00.123	<input type="checkbox"/>
Kopfstütze tiefenverstellbar	138,00 €	65.109.00.124	<input type="checkbox"/>
RECARO - optionale Ausstattung und Sonderbau		Aufpreis	
Sitztiefeänderung	496,00 €	65.109.00.901	<input type="checkbox"/>
Rückenlehne kürzen / verlängern	935,00 €	65.109.00.904	<input type="checkbox"/>
Sitz und Rücken verbreitert	1.747,00 €	65.109.00.905	<input type="checkbox"/>
Sitz und Rücken verschmälert	1.747,00 €	65.109.00.906	<input type="checkbox"/>
Sitzfläche abgepolstert und vorbereitet zur Aufnahme eines			
Sonderkissens. Bitte geben Sie den Typ des Kissens an	314,00 €	65.109.00.910	<input type="checkbox"/>
Lordoseunterstützung manuell	194,00 €	65.109.20.019	<input type="checkbox"/>
Lordoseunterstützung elektrisch (über Joystick einstellbar)	404,00 €	65.109.20.020	<input type="checkbox"/>
Sitzheizung mit Klimamatrix	548,00 €	65.999.09.029	<input type="checkbox"/>
Sicherheitsgurte			
Sicherheitsgurt mit Gurtschloß (als Beckengurt) (bei 12 kmh Serie)	87,00 €	65.109.00.115	<input type="checkbox"/>
Sicherheitsgurt mit Klettverschluss (in Brusthöhe montiert)	152,00 €	65.109.00.114	<input type="checkbox"/>
Hosenträgergurtsystem statisch, inkl. Befestigungshalter (nicht i. V. m. Standard-Sitz)	226,00 €	65.109.00.113	<input type="checkbox"/>

Stehfunktion (nur in Verbindung mit MultiKontur-Sitz)		Aufpreis	
automatisches 12 cm-Rückenausgleichssystem (verhindert sog. „Hemd-Auszieh-Effekt“)			
Stehfunktion aus Sitz- und Liegeposition möglich; Bed. über sep. Handtaster, zwei Antriebsbatterien à 12 V/50 Ah (5h) Gelbatterien			
Armlehnen höhen-, längs- und winkelverstellbar, nach hinten abklappbar (Bestandteil des Sitzsystems)			
elektrisches Fußbrett abklappbar mit automatischem Beinlängenausgleich			
Brustgurt mit Klettverschluß, Beckengurt mit Gurtschloß; Kniehaltepolster			
Aufstehvorrichtung für Erwachsene	5.126,00 €	65.109.00.119	<input type="checkbox"/>
Aufstehvorrichtung für Kinder	5.126,00 €	65.109.00.120	<input type="checkbox"/>
Stehfunktion über BG	369,00 €	65.111.01.010	<input type="checkbox"/>
Fußbrett abnehmbar (zum leichteren Transfer)	258,00 €	65.115.00.106	<input type="checkbox"/>
Kniepelotten-Zentralführung mit Anlegenautomatik	404,00 €	70.999.09.075	<input type="checkbox"/>
Beinlagerung		Aufpreis	
Fußstützen standard, von außen geführt			
Fußstützen manuell hochschwenkbar bis zur Waagrechten			
Fußstützen elektrisch hochschwenkbar bis zur Waagrechten, mit anatomischen Beinlängenausgleich (von innen geführt)			
Sitzkantelestellung elektr. kombiniert mit Fußstützen elek. Hochschwenkbar	3.550,00 €	65.109.00.117	<input type="checkbox"/>
durchgehendes Fußbrett anstelle einzelner Fußplatten	144,00 €	65.115.00.103	<input type="checkbox"/>
Winkelverstellung für Fußbrett	173,00 €	65.115.00.102	<input type="checkbox"/>
Fußfixationsbänder (Paar)	85,00 €	65.115.00.105	<input type="checkbox"/>
Elektrische Verstellungen		Aufpreis	
Sitz-Kantelestellung elektrisch bis 40°			
Sitzhöhenverstellung elektrisch (Hubsitz) um 38 cm, parallellaufend, auch als Aufstehhilfe verwendbar (NICHT in Verbindung mit Stehfunktion)			
Sitzlängsverstellung elektrisch			
Sitz-Kantelestellung elektrisch bis 40°			
Sitzhöhenverstellung elektrisch (Hubsitz) um 38 cm, parallellaufend, auch als Aufstehhilfe verwendbar (NICHT in Verbindung mit Stehfunktion)			
Sitzlängsverstellung elektrisch			
Armlagerung		Aufpreis	
Armlehnen Standard rechts und links, Armlehnenpolster : Länge 260mm			
Armlehnenpolster in Sonderanfertigung: Bitte Maße angeben! _____ B , _____ L; _____ H (in mm)			
Schutzkante für Armlehnenpolster, Stück Links oder Rechts verwendbar			
Schutzkante für Armlehnenpolster, Stück Links oder Rechts verwendbar			
Armlehnen in Höhe und Neigung verstellbar, nach hinten wegklappbar			
Armlehnen an Rückenlehne für Sitzsysteme (nicht für STD- Sitz) (bei Multi Kontursitz inkl.)			
Armlehnen höhen-, längs- und winkelverstellbar, Armlehnen zum Übersetzen nach hinten abklappbar			
Armschalenadapter schwenkbar und klappbar, rechts oder links (nur i. V. m. 65.109.00.201 - Armlehnen abklappbar)			
RECHTS			
LINKS			
Armlagerungsschale mit Handauflage flach, einteilig			
Länge 460 mm			
RECHTS			
LINKS			
Armlagerungsschale ohne Handauflage, rechts oder links verwendbar			
Länge 205 mm			
RECHTS			
LINKS			
Länge 290 mm			
RECHTS			
LINKS			
Länge 355 mm			
RECHTS			
LINKS			
Handauflage gewölbt			
RECHTS			
LINKS			
Handauflage ballig			
RECHTS			
LINKS			
Handauflage kegelig			
RECHTS			
LINKS			
Handauflage flach			
RECHTS			
LINKS			
Gurt für Handauflage			
RECHTS			
LINKS			
Bedieneinheit seitlich		Aufpreis	
RECHTS			
LINKS			
Bediengerät Dolphin (gewinkelt)			
BG Europa G90			
BG Europa 550 Color			
Bedieneinheit nach unten verstellbar			
Bedieneinheit parallel nach rechts abschenkbar und unten verstellbar			
Bedieneinheit parallel nach links abschenkbar und unten verstellbar			

Bedieneinheit um 90° abschwenkbar, tiefen- und höhenverstellbar	399,00 €	65.111.00.034	<input type="checkbox"/>
Sonderanfertigung: Halter für Bedieneinheit nach Zeichnung, einfach	347,00 €	65.111.00.901	<input type="checkbox"/>
Bedieneinheit in der Mitte		Aufpreis	
Halter für Mittelsteuerung abklappbar (ohne Tisch)	644,00 €	65.111.00.021	<input type="checkbox"/>
Tischsteuerung Plexiglas, seitl.abschwenkbar, Bedieneinheit nach vorn schwenkbar			
nach RECHTS abschwenkbar FLIPOVER	2.230,00 €	65.111.00.019	<input type="checkbox"/>
nach LINKS abschwenkbar FLIPOVER	2.230,00 €	65.111.00.020	<input type="checkbox"/>
Sonderanfertigung: Bedieneinheit Tischsteuerung versenkbar	Auf Anfrage	65.111.00.903	<input type="checkbox"/>
Joystick Zubehör		Aufpreis	
Tetragabel waagrecht für Steuerknüppel, für Handbreite 70 mm bis 90 mm	130,00 €	65.111.00.023	<input type="checkbox"/>
Golfballsteuerknüppel, klein (ø 43 mm)	65,00 €	65.111.00.024	<input type="checkbox"/>
Golfballsteuerknüppel, groß (ø 48 mm)	79,00 €	65.111.00.025	<input type="checkbox"/>
flexibler Steuerknüppel	286,00 €	65.111.00.026	<input type="checkbox"/>
Zusatz - und Sondersteuerungen		Aufpreis	
Begleitpersonensteuerung mit vorhandenem Bediengerät; Klemmhebel zum einfachen Wechsel	584,00 €	65.120.00.118	<input type="checkbox"/>
Begleitpersonensteuerung an der Rückenlehne, inkl. Joystik mit Umschalter, inkl. Halter	1.386,00 €	65.111.00.018	<input type="checkbox"/>
Kinnsteuerung, automatisch abschwenkbar, Varon Steuerknüppel in Kinnhöhe montiert	3.029,00 €	65.111.00.022	<input type="checkbox"/>
Blas-/Saug-Steuerung mit Not-Ausschalter (zur Kopfbedienung)	2.103,00 €	65.111.00.027	<input type="checkbox"/>
Taststeuerung (Tablettsteuerung)	1.626,00 €	65.111.00.028	<input type="checkbox"/>
DX-RJM-MINI	2.583,00 €	65.111.00.912	<input type="checkbox"/>
Schulterbügel für Kinnjoystick RJM und RJM-MINI	1.780,00 €	65.999.09.229	<input type="checkbox"/>
Null-Wege-Joystick	3.633,00 €	65.111.00.913	<input type="checkbox"/>
Eintasten-Lauflichtsteuerung (G91-S)	2.391,00 €	65.111.00.029	<input type="checkbox"/>
RECHTS			<input type="checkbox"/>
LINKS			<input type="checkbox"/>
Fingersteuerung berührungslos	2.420,00 €	65.111.00.030	<input type="checkbox"/>
RECHTS			<input type="checkbox"/>
LINKS			<input type="checkbox"/>
LCD-Anzeige	1.643,00 €	65.111.00.907	<input type="checkbox"/>
RECHTS			<input type="checkbox"/>
LINKS			<input type="checkbox"/>
G91 Display (nur in Verbindung mit einem Eingabesystem)	1649,00 €	65.111.00.910	<input type="checkbox"/>
RECHTS			<input type="checkbox"/>
LINKS			<input type="checkbox"/>
Mouse-Receiver Nur in Verbindung mit Bediengerät DX-550 Colour	1.019,00 €	65.111.00.922	<input type="checkbox"/>
Mouse-Emulation Nur in Verbindung mit DX-550 Colour	361,00 €	65.111.00.911	<input type="checkbox"/>
Fußsteuerung	2.898,00 €	65.111.00.904	<input type="checkbox"/>
RECHTS			<input type="checkbox"/>
LINKS			<input type="checkbox"/>
Handschalter 5-Funktionen für Zusatzverstellmotoren / DX-ARC	615,00 €	65.111.00.905	<input type="checkbox"/>
Steuerknüppel extra, inkl. Halter,	793,00 €	65.111.00.016	<input type="checkbox"/>
Steuerknüppel extra, inkl. Halter, nach unten verstellbar	866,00 €	65.111.00.017	<input type="checkbox"/>
Hand-Programmiergerät für Dynamic	440,00 €	65.111.00.031	<input type="checkbox"/>
DX- Programmiersoftware inkl. 65.11.00.233 Dongle	440,00 €	65.111.00.232	<input type="checkbox"/>
Buddy Button	154,00 €	65.111.01.075	<input type="checkbox"/>
Mini Cup Switch	156,00 €	65.111.01.076	<input type="checkbox"/>
iPortal Control Display* NEU!	923,00 €	74.111.00.880	<input type="checkbox"/>
RECHTS			<input type="checkbox"/>
LINKS			<input type="checkbox"/>
inkl. Haltearm & Ladesystem. Kontrollieren Sie alle Funktion des Rollstuhls, holen Sie Hilfe mit der EMERGENCY-Funktion (nur bei iPhone), Selbstdiagnose des Rollstuhls, weitere Funktionen können Sie selbst hinzufügen. *Sie benötigen dafür einen iPod Touch / iPhone			
iPortal Control Display** mit Umweltkontrollsystem NEU!	Auf Anfrage	74.111.00.881	<input type="checkbox"/>
RECHTS			<input type="checkbox"/>
LINKS			<input type="checkbox"/>
inkl. Haltearm & Ladesystem. Kontrollieren Sie alle Funktion des Rollstuhls, holen Sie Hilfe mit der EMERGENCY-Funktion (nur bei iPhone), Selbstdiagnose des Rollstuhls, Kontrollieren Sie Ihr Umfeld mit Ihrem iPortal Display. Bitte fragen Sie unser Team nach einer individuellen Lösung. *Sie benötigen dafür einen iPod Touch / iPhone			
Antriebsarten		Aufpreis	
Antriebseinheit 6km/h	inklusive		
Antriebseinheit 10 km/h, inkl. Beckengurt	723,00 €	65.106.00.008	<input type="checkbox"/>
Warntafel (ab 10 KM/ H)	93,00 €	70.106.00.010	<input type="checkbox"/>
Batterien		Aufpreis	
Naßzellenbatterien12V / 60Ah (5h)	inklusive		
Naßzellenbatterien12V / 75Ah (5h)	419,00 €	65.110.00.003	<input type="checkbox"/>
Gel-Batterien 12V / 50Ah (5h) wartungsfrei inkl. bei Stehfunktion	578,00 €	65.110.00.002	<input type="checkbox"/>
Gel-Batterien 12V / 68Ah (5h) wartungsfrei	755,00 €	65.110.00.004	<input type="checkbox"/>
Gel-Batterien 12V / 68Ah (5h) wartungsfrei (in Verbindung mit Stehfunktion)	515,00 €	65.110.00.012	<input type="checkbox"/>
Ladegerät verstärkt 8A	inklusive	65.120.00.001	
Räder & Bereifung		Aufpreis	
Reifenfarbe			
SCHWARZ			<input type="checkbox"/>
GRAU			<input type="checkbox"/>
Standardbereifung : Vorderräder Größe 2.80/2.50-4; Antriebsräder 13 x 5.00-6	inklusive		

große Vorderräder, Größe 3.00-4		247,00 €	65.120.00.002	<input type="checkbox"/>
Vorderräderfeststellung für Geradeauslauf (erleichtert das Befahren von Rampen & Aufzügen)		339,00 €	65.120.00.021	<input type="checkbox"/>
Bereifung pannensicher ausgestattet (flüssige Füllung)		131,00 €	65.120.00.019	<input type="checkbox"/>
Karosseriegrundfarbe		Aufpreis		
Nacht - Schwarz		wahlweise	65.114.00.013	<input type="checkbox"/>
Pazific - Blau		wahlweise	65.114.00.014	<input type="checkbox"/>
Lawa - Rot		wahlweise	65.114.00.016	<input type="checkbox"/>
Sonderfarben		504,00 €	65.114.00.099	<input type="checkbox"/>
Reflektor - Streifen		105,00 €	65.114.00.098	<input type="checkbox"/>
Zubehör		Aufpreis		
Werkzeugsatz mit Luftpumpe		93,00 €	65.120.00.003	<input type="checkbox"/>
Zubehörkasten verschließbar und abnehmbar, inkl. verschiebbarer Haltevorrichtung		292,00 €	65.120.00.004	<input type="checkbox"/>
Zubehörtasche an der Rückenlehne		150,00 €	65.120.00.006	<input type="checkbox"/>
Stockhalter seitlich (für 1 Paar)		104,00 €	65.120.00.010	<input type="checkbox"/>
RECHTS				<input type="checkbox"/>
LINKS				<input type="checkbox"/>
RÜCKENLEHNE				<input type="checkbox"/>
RECHTS				<input type="checkbox"/>
LINKS				<input type="checkbox"/>
RÜCKENLEHNE				<input type="checkbox"/>
Rückspiegel anklappbar RECHTS LINKS		71,00 €	65.120.00.011	<input type="checkbox"/>
RECHTS				<input type="checkbox"/>
LINKS				<input type="checkbox"/>
Abdeckhaube		156,00 €	65.120.00.012	<input type="checkbox"/>
Haltegurte für Gurthalteösen (4 Stück) zur Befestigung beim Autotransport		261,00 €	65.120.00.015	<input type="checkbox"/>
Kilometerzähler		108,00 €	65.120.00.018	<input type="checkbox"/>
Therapietisch zum Aufstecken		483,00 €	65.120.00.013	<input type="checkbox"/>
58cm - B				<input type="checkbox"/>
65cm - B				<input type="checkbox"/>
Plexiglastisch seitlich abschwenkbar, Drehpunkt rechts oder links montiert erhältlich in 58 cm und 68 cm		715,00 €	65.120.00.014	<input type="checkbox"/>
RECHTS				<input type="checkbox"/>
LINKS				<input type="checkbox"/>
Schutzbügel für Beleuchtung Paar				<input type="checkbox"/>
HINTEN		149,00 €	65.999.09.065	<input type="checkbox"/>
VORN		149,00 €	65.999.09.065	<input type="checkbox"/>
Beatmung		Aufpreis		
Halter für Absauggerät an der Rückenlehne ohne Haltebleche		429,00 €	65.120.00.007	<input type="checkbox"/>
Sauerstoffflaschen-Halter		429,00 €	65.120.00.039	<input type="checkbox"/>
Plattform für Beatmungsgerät		734,00 €	65.120.00.009	<input type="checkbox"/>
Spannungswandler 24/12 V		260,00 €	65.120.00.017	<input type="checkbox"/>
Technische Daten				
kleinster Wendekreis	116cm			
Leergewicht	110kg (ausstattungsabhängig)			
max. Zuladung	200kg Patientengewicht (optional bis 280kg)			
Antrieb	2 Elektromotoren je 24V /320Watt; integriertes Getriebe			
Batterien	2 Stück zu je 75Ah (5h) serienmäßig; optional mit Naßzelle 75Ah (5h)			
Reichweite	gewicht- und geländeabhängig			
Lenkung	elektronisch, über die Antriebsräder gesteuert			
Steigfähigkeit	20%			
Bremsen	automatische Bremssysteme			
Bereifung	hinten: 13 x 5.00-6 Luftrad; vorne: 2.80/ 2.50-4 Luftrad (optional mit 3.00-4 vorn)			
		mit Standartsitz	mit Recaro-Sitz (N-Joy)	
Sitzbreite (bis 70cm im Sonderbau)	36 - 50cm	36 - 46cm		
Sitztiefe	36 - 50cm	48 - 55cm		
Sitzhöhe	46cm	54cm		
Gesamthöhe	98cm (Oberkante Rückenlehne)	125cm (mit Kopfstütze)		
Gesamthöhe (zusammengeklappt)	60cm	90cm		
Gesamtbreite	64cm	64cm		
Gesamtlänge (ohne Beinstützen)	85cm	100cm		
Gesamtlänge (mit Beinstützen)	110cm	110cm		
Armlehnenhöhe (verstellbar)	20 - 25cm	20 - 30cm		
Armlehnenneigung (bei winkelv. Armlehne)	-45° bis +45°	-45° bis +45°		
Rückenhöhe	55cm	ca.60cm		
Rückenverstellung	70° - 120° (über Lochraster)	70° - 90°Stufenlos		

